

MMI ディスポアンダーマット

取扱説明書

1. 安全上の警告・注意

- 1) 本品は未滅菌品です。**※滅菌しないでください。材質が変性する可能性があります。**
- 2) 本品はディスポーサブル製品のため、再使用しないでください。
- 3) 電気毛布や温熱器具などとは併用しないでください。
- 4) 爪、針などの鋭利なもので本品を傷つけないでください。

2. 製品概要

- ◆ 高分子ポリマーが体液や消毒液をすばやく吸収します。
- ◆ 各種サイズを用意していますので、使用用途や吸水量に合わせて経済的にご使用いただけます。
- ◆ 柔らかい素材をしておりますので、皮膚に優しく刺激を与えません。

材 質

- ◆ 表面材：不織布
- ◆ 吸水材：吸水紙、パルプ、高分子ポリマー
- ◆ 防水材：ポリエチレンフィルム

注意

- 1) 本品と接触する部位に腫れ、痛み、湿疹、かぶれ等の異常がある場合は適切な処置をしてから使用してください。
- 2) 本品の使用中に腫れ、痛み、湿疹、かぶれ等の異常が発生したら、ただちに使用を中止してください。使用を続けると、症状が悪化する原因となります。

3. 保管・廃棄方法

- 1) 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。
- 2) 材質の特性上、使用状況または保管状態により変色する場合がありますが、製品の機能には問題ありません。
- 3) ご使用後は、汚染された部分を内側にして丸め、トイレには流さないで衛生的に処理してください。

注意

本品は、高分子ポリマー入りのため、切ってのご使用や洗濯はできません。吸収材が飛散したり、吸収した水分が漏れる場合があります。

4. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp>